




Wascator FOM71 CLS


List of issues

FOM71 CLS

Illustration	Page	Table of contents
101757	7	Base and outer drum
101759	9	Lining and top panel
101760	11	Drum, rear gable
101761	13	Door and hinged joint
101766	23	Motor control
101768	27	Water connections
101771	35	Detergent container
101772	33	Drain valve
101776	15	Door lock
101779	29	Inlet valves and cable set
101780	31	Inlet valves and cable set
101958	37	Test tap
101959	39	Base with weighing device
101964	21	Electrical components Clarus
101965	25	Electric components connection
101969	41	Technical documentation
102134	17	Motor
102171	19	Control panel Clarus

FOM71 CLS

Table of contents	Innehållsförteckning	Page/Sida
Base and outer drum	Stativ och yttertrumma	7
Lining and top panel	Klädselplåtar och topplock	9
Drum, rear gable	Trumma, bakgavel	11
Door and hinged joint	Lucka och gångled	13
Door lock	Lucklås	15
Motor	Motor	17
Control panel Clarus	Manöverpanel Clarus	19
Electrical components Clarus	Eldetaljer Clarus	21
Motor control	Motorstyrning	23
Electric components connection	Eldetaljer anslutning	25
Water connections	Vattenanslutningar	27
Inlet valves and cable set	Inloppsventiler och ledningssatser	29
Inlet valves and cable set	Inloppsventiler och ledningssatser	31
Drain valve	Avloppsventil	33
Detergent container	Tvättmedelsbehållare	35
Test tap	Provtagningskran	37
Base with weighing device	Fundament med vågenhet	39
Technical documentation	Teknisk dokumentation	41




Issue	Month	Year
05	02	04

FOM71 CLS**Base and outer drum****Stativ och yttertrumma**

Illustration	Issue	Month	Year
Illustration	Utgåva	Månad	År
101757/3	2	2	2004

Item Pos.	Qua. Ant.	Art.No Art.nr	Description	Benämning	Info Info	Notes Anmärkning
1	1	432 1211-01	Frame	Stativ	3	Lower
2	4	471 8194-01	•Foot	•Fot	3	
3	4	432 1458-01	•Bushing	•Bussning	3	
4	4	471 8413-01	•Nut	•Mutter	3	M20
5	1	432 1212-01	Frame	Stativ	3	Upper
6	4	432 1453-01	•Tensioner	•Spänne	3	
7	2	725 2465-71	•Screw	•Skruv	3	M8X70
8	8	471 7807-02	•Tension plate	•Spännbricka	3	18x8,4x2
9	2	732 2118-01	•Locking nut	•Låsmutter	3	M8
10	1	432 1459-01	•Bracket	•Vridskydd	3	
11	2	432 1206-01	•Counterweight	•Motvikt	3	
12	2	432 1207-01	•Counterweight	•Motvikt	3	
13	6	471 8328-07	•Screw	•Skruv	3	M8X65
14						Not used
15	4	472 9913-02	Suspension	Fjäderenhhet	1	Kit compl.
16	8		•Spring retainer	•Fjäderfäste		
17	4		•Spring	•Fjäder		
18	8		•Nut	•Mutter		
19	8	471 8328-06	Screw	Skruv	3	
20	1	472 9913-08	Shock absorber	Stötdämpare	1	Complete kit, 4 pcs
21	4	471 8555-03	Bushing	Bussning	3	
22	4	725 2464-51	Screw	Skruv	3	M8X65
23	4	725 2460-51	Screw	Skruv	3	M8X45
24	16	471 8502-34	Washer	Bricka	3	8,4x24x2
25	8	732 2118-01	Locking nut	Låsmutter	3	M8
26	Rq	471 9821-99	Plug	Propp	3	
27	3	471 9821-02	Heating element	Element	1,2	1,8kW 230V
	3	471 9821-03	Heating element	Element	1,2	1,8kW 240V
28	1	432 2950-01	Cable set	Ledningssats	3	Heating 400V
	1	432 2951-04	Cable set	Ledningssats	3	230V
29	1	432 2953-01	Cable set	Ledningssats	3	400V
30	1	472 9913-22	Sensor	Givare	1,2	Complete
31	1	471 8192-01	•Bushing	•Bussning	1	
32	1	432 3082-74	Cable set	Ledningssats	3	
33	1	432 1653-01	Clamp	Bygel	3	
34	1	432 1654-01	Cover	Skydd	3	
35	1	471 9550-44	Transformer	Transformator	1	200V
	1	471 9550-49	Transformer	Transformator	1	356V,380V,415V,440V,480V
36	1	432 2985-01	Cable set	Ledningssats	3	




Issue	Month	Year
06	12	01

FOM71 CLS**Lining and top panel****Klädselplåtar och topplock**

Illustration	Issue	Month	Year
Illustration	Utgåva	Månad	År
101759/6	3	5	2003

Item Pos.	Qua. Ant.	Art.No Art.nr	Description	Benämning	Info Info	Notes Anmärkning
1	1	432 2200-01	Front plate	Frontplåt	3	Green Complete
	1	432 2200-02	Front plate	Frontplåt	3	Yellow Complete
	1	432 2200-03	Front plate	Frontplåt	3	White Complete
	1	432 2200-04	Front plate	Frontplåt	3	Red Complete
	1	432 2200-05	Front plate	Frontplåt	3	Almond Complete
	1	432 2200-06	Front plate	Frontplåt	3	Grey Complete
	1	432 2200-07	Front plate	Frontplåt	3	Blue Complete
	1	432 2200-10	Front plate	Frontplåt	3	Stainless Complete
2	1		•Front plate	•Frontplåt		
3	1	432 2164-11	•Strip	•List	3	
4	2	471 8196-01	•Plug	•Plugg	3	
5	2	438 5109-02	•Guide pin	•Styrpinne	3	
6	1	471 4672-67	•Protection	•Skydd	3	
7	1	432 2030-11	Side panel	Sidoplåt	3	Stainless Right
	1	432 2030-10	Side panel	Sidoplåt	3	Stainless
8	1	432 2060-01	Rear panel	Bakstycke		Upper
9	1	432 2061-01	Rear panel	Bakstycke	3	Lower
10	6	471 8458-02	Nut	Mutter	3	M6
11	1	432 2103-01	Brace bracket	Stagplåt	3	
12	1	432 2844-01	Cover plate	Täckplåt	3	DS
13	2	432 2180-01	Spacer	Distans	3	
14	1	432 2130-01	Brace	Stag	3	
15	4	471 7565-21	Velcro tape	Kardborreband	3	
16	1	432 2120-01	Brace	Stag	3	
17	1	472 9915-09	Top panel	Topplock	3	
	1	472 9915-60	Top panel	Topplock	3	With lock
	1	472 9915-59	Top panel	Topplock	3	With lock
	1	432 2201-22	Top panel	Topplock	3	Coin-meter, no detergent container
18	2	438 5335-01	Guide	Styrning	3	
19	1	432 2155-01	Plate	Plåt	3	
20	1	471 7967-02	Grommet	Genomföring	3	
21	2	471 7977-03	Cover plug	Täckpropp	3	
22	1	471 8641-02	Plug	Propp	3	




FOM71 CLS

Drum, rear gable

Trumma,bakgavel

Illustration	Issue	Month	Year
Illustration	Utgåva	Månad	År
101760/4	2	12	2001

Item Pos.	Qua. Ant.	Art.No Art.nr	Description	Benämning	Info Info	Notes Anmärkning
1	1	432 1570-02	Outer drum	Yttertrumma	3	El/Dual heating
2	1	432 1605-03	Rear gable	Bakgavel	3	Complete
3	1	432 1500-01	•Inner drum	•Innertrumma	3	
4	1	472 9913-12	•Repair kit	•Renoveringssats	1,2	
5	1		••Bushing	••Bussning		
6	1		••Ball bearing	••Kullager		
7	1		••Ball bearing	••Kullager		
8	2		••Sealing ring	••Tätningsring		
9	1		••Sealing ring	••Tätningsring		
10	1	438 8155-01	•Seal	•Tätning		
11	1	432 1655-02	•Lining	•Klädselplåt	3	
12	1	432 1560-01	•Bearing housing	•Lagerhus	3	
13	1	432 1540-01	•End piece	•Gavel	3	
14	6	471 8323-01	•Screw	•Skruv	3	M6X12
15	6	471 8328-02	•Screw	•Skruv	3	M12X50
16	1	432 1550-01	•Pulley	•Remskiva	3	
17	1	735 9370-01	•Wedge	•Kil	3	10x8x45
18	1	735 3133-00	•C-clamp	•Spårring	3	SGA35
19	2	432 1565-01	Tension strap	Spännband	3	
20	2	471 9222-59	Screw	Skruv	3	M8X140
21	4	471 8502-14	Washer	Bricka	3	BRB 8,4X17
22	2	732 2118-01	Locking nut	Låsmutter	3	M8





Issue	Month	Year
04	10	03

FOM71 CLS**Door and hinged joint****Lucka och gångled**

Illustration	Issue	Month	Year
Illustration	Utgåva	Månad	År
101761/4	2	9	2000


Item Pos.	Qua. Ant.	Art.No Art.nr	Description	Benämning	Info Info	Notes Anmärkning
1	1	432 1870-01	Support frame	Fästplatta	3	
2	4	471 8458-02	Nut	Mutter	3	M6
3						Not used
4	9	471 8404-02	Locking nut	Låsmutter	3	M6
5	1	432 1885-01	Trim panel	Dekorplåt	3	Grey
6	1	432 4012-01	Door	Lucka	1	Complete
7	1	432 1825-01	•Door	•Lucka	3	
8	1	432 1855-01	•Door glass	•Luckglas	1,2	
9	1	432 1840-01	•Door gasket	•Luckpackning	1,2	
10	2	432 1950-01	•Hinged joint	•Gångled	1	
11	4	438 4062-01	•Bushing	•Bussning	3	
12	2	432 1961-01	•Pin	•Tapp	3	
13	1	432 1955-01	•Knob	•Vred	1,2	Complete
14	1		••Knob	••Vred		
15	1		••Bushing	••Bussning		
16	3		••Ball	••Kula		
17	3		••Spring	••Fjäder		
18	3	728 8362-11	••Screw	••Skruv		
19	1	472 9913-01	•Kit, lock shaft	•Kit, låsaxel	1,2	
20	1		••Lock shaft	••Låsaxel		
21	1		••Washer	••Bricka		
22	2		••Bushing	••Bussning		
23	1		••Torsion spring	••Vridfjäder		
24	1	725 2366-61	•Screw	•Skruv	3	M6SF 6X12
25	1	432 1956-01	•Cover washer	•Täckbricka	3	
26	4	471 8344-36	Screw	Skruv	3	
27	2	432 1951-01	Bracket	Fäste	3	
28	1	432 2620-01	Sign	Skylt	3	
	1	432 2620-02	Sign	Skylt	3	Wascomat
	1	432 2620-07	Sign	Skylt	3	
29	1	471 8471-01	Pop rivet	Popnit	3	



FOM71 CLS**Door lock****Lucklås**

Illustration	Issue	Month	Year
Illustration	Utgåva	Månad	År
101776/2	3	10	2003

Item Pos.	Qua. Ant.	Art.No Art.nr	Description	Benämning	Info Info	Notes Anmärkning
1	1	472 9913-72	Door locking device	Lucklås	1,2	CONVERSION KIT -520/40891
2	1		Lock plate	Låsplatta		
3	1		Catch	Spärr		
4	1	471 9679-01	Microswitch	Mikrobrytare	1,2	
5	1		Actuator	Aktuator		
6	2		Screw	Skruv		M5X16
7	1	432 1960-01	Cover	Lock	3	
8	1		Plate	Plåt		
9	2		Locking nut	Låsmutter		M5
10	1	438 9561-01	Door locking device	Lucklås	1,2	Complete 520/40892-
11	3	471 8342-47	Screw	Skruv	3	M6X25
12	1	432 2905-01	Cable set	Ledningssats	3	




Issue	Month	Year
02	01	04

FOM71 CLS**Motor****Motor**

Illustration	Issue	Month	Year
Illustration	Utgåva	Månad	År
102134/1	3	2	2004


Item Pos.	Qua. Ant.	Art.No Art.nr	Description	Benämning	Info Info	Notes Anmärkning
1	1	438 9701-01	Motor	Motor	1,2	Complete -520/19486
	1	438 9701-31	Motor	Motor	1,2	Complete 520/19487-
2	1	432 1210-01	•Pulley	•Remskiva	3	
3	4	438 8158-01	•Rubber bushing	•Gummibussning	3	
4	2	432 0641-01	•Pipe	•Rör	3	
5	1	432 3901-01	•Sensor/transducer	•Givare	1,2	-520/19486
5A	1	471 8826-01	•Tacho sensor	•Tachogivare	3	520/19487-
5B	1	432 1229-01	•Cover	•Kåpa	1,2	520/19487-
6	1	432 3905-01	•Magnet	•Magnet	3	-520/19486
6A	1	471 8827-01	•Magnet	•Magnet	3	520/19487-
7	2	471 8356-09	Screw	Skruv	3	M12x210
8	4	471 8502-10	Washer	Bricka	3	12x35
9	2	732 2122-01	Locking nut	Låsmutter	3	M12
10	1	471 7711-06	Ribbed belt	Poly-V-rem	1,2	
11	1	432 2982-02	Cable set	Ledningssats	3	Terminal block
	1	432 2983-01	Cable set	Ledningssats	3	Main switch
12	1	432 2990-01	Cable set	Ledningssats	3	
13	1	438 9799-02	Clamp	Klamma	3	
14	1	438 9799-03	Cover	Lock	3	
15	1	432 1454-01	Belt tensioner	Remspännare	3	
16	1	432 1455-01	Washer	Bricka	3	
17	2	471 8342-23	Screw	Skruv	3	MRT-TT 5X10
18	1	471 8322-03	Screw	Skruv	3	M8X50
19	1	732 2118-01	Locking nut	Låsmutter	3	M8
20	1	432 1473-01	Drip guard	Droppskydd	3	
21	1	432 3083-35	Cable set	Ledningssats	3	-520/19486
22	1	432 3082-85	Cable set	Ledningssats	3	520/19487-



FOM71 CLS**Control panel Clarus****Manöverpanel Clarus**

Illustration	Issue	Month	Year
Illustration	Utgåva	Månad	År
102171/1	1	5	2002

Item Pos.	Qua. Ant.	Art.No Art.nr	Description	Benämning	Info Info	Notes Anmärkning
1	1	432 2021-02	Front panel	Frontpanel	3	
2	1	432 2750-01	Control panel	Manöverpanel	1,2	
3	1	432 2630-01	Instruction plate	Instruktionsskylt	3	Swedish
	1	432 2630-02	Instruction plate	Instruktionsskylt	3	English, Italian
	1	432 2630-03	Instruction plate	Instruktionsskylt	3	Japanese
	1	432 2630-04	Instruction plate	Instruktionsskylt	3	German
	1	432 2630-05	Instruction plate	Instruktionsskylt	3	French/Dutch
	1	432 2630-06	Instruction plate	Instruktionsskylt	3	Danish
	1	432 2630-07	Instruction plate	Instruktionsskylt	3	Finnish
	1	432 2630-08	Instruction plate	Instruktionsskylt	3	Norwegian
	1	432 2630-09	Instruction plate	Instruktionsskylt	3	Spanish
	1	432 2630-10	Instruction plate	Instruktionsskylt	3	Polish
4	1	432 2610-01	Type plate	Typskylt	3	FOM71 CLS
5	1	471 9628-32	Emergency stop	Nödstopp	1,2	
6	1	471 9628-33	Contact block	Kontaktblock	1,2	
7	1	432 3182-61	Cable set	Ledningssats	3	A11-X16:1
8	1	432 3182-72	Cable set	Ledningssats	3	X278
9	1	432 3182-78	Cable set	Ledningssats	3	A11-X6
10	1	432 3142-80	Cable set	Ledningssats	3	X167




Issue	Month	Year
02	05	02


FOM71 CLS**Electrical components Clarus****Eldetaljer Clarus**

Illustration	Issue	Month	Year
Illustration	Utgåva	Månad	År
101964/1	2	5	2002

Item Pos.	Qua. Ant.	Art.No Art.nr	Description	Benämning	Info Info	Notes Anmärkning
1	1	432 2159-01	Mounting plate	Fästplåt	3	
2	1	432 2160-01	Mounting plate	Fästplåt	3	
3	1	471 8997-02	Display	Display	1,2	
4	1	471 8993-01	Printed circuit board	Kretskort	1,2	Not configured
	1	438 7161-80	Printed circuit board	Kretskort	1,2	7G04, 1 I/O-card English -520/19486
	1	438 7161-84	Printed circuit board	Kretskort	1,2	7G04, 1 I/O-card English 520/19487-
	1	438 7161-81	Printed circuit board	Kretskort	1,2	7G04, 1 I/O-card Swedish
	1	438 7161-82	Printed circuit board	Kretskort	1,2	7G04, 1 I/O-card German
	1	438 7161-83	Printed circuit board	Kretskort	1,2	7G04, 1 I/O-card French
5	4	438 0299-01	Spacer	Distans	3	
6	1	438 9555-11	Control unit	Styrenhet	1,2	230V -520/19486
	1	438 9555-12	Control unit	Styrenhet	1,2	120V -520/19486
	1	438 9564-01	Control unit	Styrenhet	1,2	520/19487-
7	Rq	471 7958-02	Support	Stöd	3	
8	1	471 8792-01	Transformer	Transformator	3	
9	1	471 8750-11	•Fuse	•Säkring	1,2	1,25A
10	1	472 9913-43	Clamp	Bygel	3	Kit 25 pcs
11	1	471 8861-01	Level guard	Nivåvakt	1,2	
12	1	432 2161-01	Cover	Lock	3	
13	1	471 8995-01	Printed circuit board	Kretskort	1,2	I/O-card Configured
14						Not used
15	1	471 8793-01	Card reader	Kortläsare	1	
16	1	432 0150-01	Bracket	Hållare	3	
17	1	432 0149-01	Rubber cap	Gummihuv	3	
18	1	432 2162-02	Protective cover	Skyddskåpa	3	
19	1	432 3086-91	Cable set	Ledningssats	3	A11X15
20	4		Plug	Plugg	3	Ø3,5
21	4		Plug	Plugg	3	Ø6,5
22	1	432 3087-92	Cable set	Ledningssats	3	A1X6-A2X6
23	1	432 3085-15	Cable set	Ledningssats	3	A11X2-A1X5
24	1	432 3084-30	Cable set	Ledningssats	3	A1X4-X301
25	1	432 3082-74	Cable set	Ledningssats	3	A1X1-Temp. sensor
26	1	432 2981-01	Cable set	Ledningssats	3	
27	1	432 3083-75	Cable set	Ledningssats	3	A11X3-X172
28	1	432 3082-41	Cable set	Ledningssats	3	X91-X178
29	1	432 3082-59	Cable set	Ledningssats	3	A11X4-X92
30	1	432 3082-31	Cable set	Ledningssats	3	X90-X45
31	1	432 3182-10	Cable set	Ledningssats	3	X94-X304 X94-X304 -520/19486
	1	432 3083-19	Cable set	Ledningssats	3	X94-X304 X94-X304 520/19487-
32	1	432 2989-01	Cable set	Ledningssats	3	X93
33	1	432 3082-56	Cable set	Ledningssats	3	X13-X12
34	1	432 3083-15	Cable set	Ledningssats	3	A11X7-X49
35	1	432 3082-06	Cable set	Ledningssats	3	A11X8-X47
36	1	432 3087-10	Cable set	Ledningssats	3	A11X9-X48
37	1	432 3082-32	Cable set	Ledningssats	3	A11X10-X302
38	1	432 3082-28	Cable set	Ledningssats	3	A11X11-X42
39	1	432 3085-10	Cable set	Ledningssats	3	A11X14-X43
40	1	432 3084-08	Cable set	Ledningssats	3	A11X15-X41
41	1	432 3082-05	Cable set	Ledningssats	3	A11X16:3-X40
42	4	438 0299-01	Spacer	Distans	3	
43	1	432 3082-99	Cable set	Ledningssats	3	X96
44	1	432 2933-01	Cable set	Ledningssats	3	X7 CPU
45	1	432 2934-01	Cable set	Ledningssats	3	X9 CPU
46	1	432 2988-02	Cable set	Ledningssats	3	



FOM71 CLS					Illustration	Issue	Month	Year
Motor control					Illustration	Utgåva	Månad	År
Motorstyrning					101766/1	3	5	2002
Item Pos.	Qua. Ant.	Art.No Art.nr	Description	Benämning	Info Info	Notes Anmärkning		
1	1	471 9776-51	Motor control	Motorstyrning	1	200-240V Complete Complete		
	1	471 9781-01	Motor control	Motorstyrning	1	-520/19486		
2	2	471 8768-01	•Fuse	•Säkring	1,2	200-240V Complete 520/19487-		
3	1		Cable set	Ledningssats		10A		
4	1	438 9799-02	Clamp	Klamma	3	See motor		
5	1	438 9799-01	Cover	Kåpa	3			
6	1	432 2960-01	Cable set	Ledningssats	3	Main switch		
	1	432 2960-04	Cable set	Ledningssats	3	1AC Terminal block		




FOM71 CLS**Electric components connection**

Illustration	Issue	Month	Year
Illustration	Utgåva	Månad	År
101965/1	3	4	2002

Eldetaljer anslutning

Item Pos.	Qua. Ant.	Art.No Art.nr	Description	Benämning	Info Info	Notes Anmärkning
1	1	432 2154-01	Mounting plate	Monteringsplåt	3	
2	1	471 9635-11	Contactora	Kontaktor	1,2	50Hz
	1	471 9635-10	Contactora	Kontaktor	1,2	60Hz
3	1	438 9678-01	Main switch	Huvudbrytare	3	3-pole, 30A
	1	438 9678-11	Main switch	Huvudbrytare	3	4-pole, 30A
	1	438 9678-12	Main switch	Huvudbrytare	3	4-pole, 40A
4	1	471 7859-12	Clamp	Klämma	3	Lower part
5	1	471 7859-16	Clamp	Klämma	3	Upper part
6	1	438 8785-02	Printed circuit board	Kretskort	1,2	Exacta
	1	438 8786-02	Printed circuit board	Kretskort	1,2	Clarua
7	2	471 8750-11	•Fuse	•Säkring	1,2	1,25A
8	Rq	471 7958-02	Support	Stöd	3	
9	1	438 8784-01	Printed circuit board	Kretskort	1,2	
10	1	471 9573-02	Rectifier	Likriktare	1,2	
11	1	432 2960-03	Cable set	Ledningssats	3	3AC
12						Not used
13						Not used
14						Not used
15						Not used
16						Not used
17	1	432 3082-86	Cable set	Ledningssats	3	X44-L1, N/L2
18	1	432 3182-52	Cable set	Ledningssats	3	X46
19	3	432 2954-01	Cable set	Ledningssats	3	400V 3AC
	3	432 2954-02	Cable set	Ledningssats	3	230V 3AC
	4	432 2954-02	Cable set	Ledningssats	3	230V 1AC
20	1	762 1218-10	Grommet	Genomföring	3	Ø41
21	1	762 1218-10	Grommet	Genomföring	3	Ø41
22	1	762 1182-10	Grommet	Genomföring	3	Ø22,2MM
23	1	432 2156-01	Cover	Lock	3	With hole
	1	432 2156-02	Cover	Lock	3	Without hole
24	1	471 9678-94	Knob	Vred	1	
25	1	432 3082-01	Cable set	Ledningssats	3	X50-X150
26	1	432 3082-02	Cable set	Ledningssats	3	X51-X151




101768

Issue	Month	Year
01	10	02

FOM71 CLS**Water connections****Vattenanslutningar**


Illustration	Issue	Month	Year
Illustration	Utgåva	Månad	År
101768/4	4	8	2001

Item Pos.	Qua. Ant.	Art.No Art.nr	Description	Benämning	Info Info	Notes Anmärkning
1	1	438 0056-03	Nipple	Nippel	3	Black, 3/4"
	1	438 0056-04	Nipple	Nippel	3	White, 3/4", USA
2	1	471 8693-21	Filter	Filter	3	
3	1	471 8199-01	Gasket	Packning	3	
4	1	471 8688-13	Nipple	Nippel	3	1/8"
5	1	741 5109-25	Plug	Propp	3	El-drain
6	1	740 4206-00	O-ring	O-ring	3	El-drain
7	Rq	472 6761-01	Cover washer	Täckbricka	3	
8	1	432 2301-01	Siphon breaker	Återsugningsskydd	3	
9	Rq	471 8175-01	Plug	Plugg	3	
10	1	471 8644-02	Plug	Propp	3	
11	1	432 2305-01	Hose	Slang	1	
12	1	736 2846-51	Hose clamp	Slangklämma	3	Ø73-83
13	1	471 7871-08	Hose clamp	Slangklämma	3	
14	1	471 2409-89	Hood	Huv	3	Pump
15	1	736 2837-51	Hose clamp	Slangklämma	3	Ø48-54 Pump
16	Rq	877 5211-08	Hose	Slang	1	Per 1 m
17	Rq	736 2816-51	Hose clamp	Slangklämma	3	Ø13-19
18	1	471 4792-01	Tool	Verktyg	1	
19	1	762 9102-05	Cable tie	Buntband	3	



Issue	Month	Year
01	10	02

FOM71 CLS						
Inlet valves and cable set				Illustration	Issue	Month
Inloppsventiler och ledningssatser				Illustration	Utgåva	Månad
				101779/2	4	10
				2003		
Item Pos.	Qua. Ant.	Art.No Art.nr	Description	Benämning	Info Info	Notes Anmärkning
1	2	471 8236-76	Valve	Ventil	1,2	3-way
	2	471 8236-78	Valve	Ventil	1,2	3-way US
	2	471 8236-79	Valve	Ventil	1,2	120V 3-way US
	2	471 6860-15	•Coil	•Spole	1,2	120V Green
	2	471 6860-16	•Coil	•Spole	1,2	120V Orange
	2	471 6860-17	•Coil	•Spole	1,2	120V White
	2	471 6860-18	•Coil	•Spole	1,2	Green
	2	471 6860-19	•Coil	•Spole	1,2	Orange
	2	471 6860-20	•Coil	•Spole	3	White
	2	471 6860-20	•Coil	•Spole	3	X53:F-
2	1	432 3086-61	Cable set	Kabelsats	3	X53:H-
3	1	432 3086-60	Cable set	Kabelsats	3	X53:H-




Issue	Month	Year
01	10	02

FOM71 CLS**Inlet valves and cable set****Inloppsventiler och ledningssatser**


Illustration	Issue	Month	Year
Illustration	Utgåva	Månad	År
101780/2	3	11	2000

Item Pos.	Qua. Ant.	Art.No Art.nr	Description	Benämning	Info Info	Notes Anmärkning
1	1	471 8236-76	Valve	Ventil	1,2	3-way
	1	471 8236-78	Valve	Ventil	1,2	3-way US
	1	471 8236-79	Valve	Ventil	1,2	120V 3-way US
	1	471 6860-15	•Coil	•Spole	1,2	120V Green
	1	471 6860-16	•Coil	•Spole	1,2	120V Orange
	1	471 6860-17	•Coil	•Spole	1,2	120V White
	1	471 6860-18	•Coil	•Spole	1,2	Green
	1	471 6860-19	•Coil	•Spole	1,2	Orange
	1	471 6860-20	•Coil	•Spole	1,2	White
	1	471 8240-64	Valve	Ventil	1,2	4-way
2	1	471 8240-67	Valve	Ventil	1,2	120V 4-way
	1	471 8240-68	Valve	Ventil	1,2	4-way US
	1	471 6860-15	•Coil	•Spole	1,2	120V Green
	1	471 6860-16	•Coil	•Spole	1,2	120V Orange
	1	471 6860-17	•Coil	•Spole	1,2	120V White
	1	471 8240-90	•Coil	•Spole	1,2	120V Grey
	1	471 6860-18	•Coil	•Spole	1,2	Green
	1	471 6860-19	•Coil	•Spole	1,2	Orange
	1	471 6860-20	•Coil	•Spole	1,2	White
	1	471 8240-91	•Coil	•Spole	1,2	Grey
3	1	432 3088-61	Cable set	Kabelsats	3	X53:F-
4	1	432 3086-60	Cable set	Kabelsats	3	X53:H-



Issue	Month	Year
01	10	02

FOM71 CLS							
Drain valve				Illustration	Issue	Month	Year
Avloppsventil				Illustration	Utgåva	Månad	År
				101772/3	2	4	2004
Item Pos.	Qua. Ant.	Art.No Art.nr	Description	Benämning	Info Info	Notes Anmärkning	
1	1	432 2502-01	Drain valve	Avloppsventil	1,2		
2	1	438 0051-01	•Lower frame	•Underdel	3		
3	1	471 8195-01	•Diaphragm	•Membran	1,2		
4	1	438 0054-01	•Piston	•Kolv	3		
5	1	438 0053-01	•Housing	•Hus	3		
6	1	438 0055-01	•Gland	•Gland	3		
7	1	438 0052-01	•Cover	•Lock	3		
8	2	471 7801-07	•Spring	•Fjäder	1		
9	1	432 2505-01	•Hose housing	•Slanghus	1,2		
10	1	432 2501-01	•Upper frame	•Överdel	3		
11	2	471 7871-04	•Hose clamp	•Slangklämma	3		
12	1	471 8688-13	•Nipple	•Nippel	1	1/8"	
* 13	4	471 8404-03	Nut	Mutter	3	M6 Stainless	




FOM71 CLS

Detergent container


Tvättmedelsbehållare

Illustration	Issue	Month	Year
Illustration	Utgåva	Månad	År
101771/2	5	4	2003

Item Pos.	Qua. Ant.	Art.No Art.nr	Description	Benämning	Info Info	Notes Anmärkning
1	1	432 2401-01	Detergent container	Tvättmedelsbehållare	1,2	
2	2	432 2404-01	•Siphon	•Hävert	1,2	
3	1	432 2405-01	•Cover	•Lock	1,2	
4	1	432 2406-01	•Cover	•Lock	1,2	
5	2	432 2407-01	•Shaft	•Axel	3	
6	1	438 8103-01	•Seal	•Tätning	1,2	
7	1	432 2409-01	Cover	Kåpa	3	







FOM71 CLS					Illustration	Issue	Month	Year
Test tap					Illustration	Utgåva	Månad	År
Provtagningskran					101958/1	1	4	2001
Item Pos.	Qua. Ant.	Art.No Art.nr	Description	Benämning	Info Info	Notes Anmärkning		
1	1	471 8238-01	Tap	Kran	3	Ø13-19		
2	1	471 8690-04	Muff	Muff	3			
3	1	471 8159-06	Gasket	Packning	3			
4	1	471 8614-04	Hose nipple	Slangnippel	3			
5	2	736 2816-51	Hose clamp	Slangklämma	3			
6	1	471 8140-08	Hose	Slang	1,2			
7	1	471 8651-03	Plug	Plugg	3			
8	1	740 4207-00	O-ring	O-ring	3			



FOM71 CLS**Base with weighing device****Fundament med vågenhet**

Illustration	Issue	Month	Year
Illustration	Utgåva	Månad	År
101959/2	2	3	2004

Item Pos.	Qua. Ant.	Art.No Art.nr	Description	Benämning	Info Info	Notes Anmärkning
1	1	432 1702-01	Trim panel	Dekorplåt	3	Front
2	1	432 1703-02	Trim panel	Dekorplåt	3	Right
3	1	432 1703-01	Trim panel	Dekorplåt	3	Left
4	1	432 1705-01	Protection panel	Skyddsplåt	3	
5	6	471 8196-02	Plug	Plugg	3	
6	12	471 8344-37	Screw	Skruv		MRT 6x25
7	10	438 8159-01	Rubber buffer	Gummibuffert	3	
8	1	432 1704-01	Support	Stöd	3	
9	4	438 7511-01	Rubber buffer	Gummidämpare	3	
10	1	471 8825-51	Weighing device	Vågenhet	1	
* 11	4	471 8825-61	Load cell	Lastcell	1	-520/45090
* 12	4	471 8825-62	Load cell	Lastcell	1	520/45091-
13	8	725 2503-51	Rubber foot	Gummifot	3	
14	8	471 8556-01	Screw	Skruv	3	10X60
15	8	471 8556-01	Sleeve	Hylsa	3	
16	8	732 2120-01	Locking nut	Låsmutter	3	M10
17	2	471 7565-21	Velcro tape	Kardborreband	3	
18	8	432 1697-01	Spacer washer	Distansbricka	3	
* 18	4	471 8825-91	Spacer	Distans	3	520/45091-



FOM71 CLS**Technical documentation****Teknisk dokumentation**

Illustration	Issue	Month	Year
Illustration	Utgåva	Månad	År
101969/1	1	5	2001

Item Pos.	Qua. Ant.	Art.No Art.nr	Description	Benämning	Info Info	Notes Anmärkning
1	1	438 9200-40	Installation instructions	Installationsanvisning	1	Swedish
	1	438 9200-41	Installation instructions	Installationsanvisning	1	English
	1	438 9200-42	Installation instructions	Installationsanvisning	1	German
	1	438 9200-43	Installation instructions	Installationsanvisning	1	French
2	1	438 9200-90	User instructions	Bruksanvisning	1	Swedish
	1	438 9200-91	User instructions	Bruksanvisning	1	English
	1	438 9200-92	User instructions	Bruksanvisning	1	German
	1	438 9200-93	User instructions	Bruksanvisning	1	French
3	1	438 9201-70	Service manual	Servicehandbok	1	Swedish
	1	438 9201-71	Service manual	Servicehandbok	1	English
	1	438 9201-72	Service manual	Servicehandbok	1	German
	1	438 9201-73	Service manual	Servicehandbok	1	French
4	1	438 9050-50	Programming	Programmering	1	Clarus Swedish
	1	438 9050-51	Programming	Programmering	1	Clarus English
	1	438 9050-52	Programming	Programmering	1	Clarus German
	1	438 9050-53	Programming	Programmering	1	Clarus French

Numerical index/Nummerregister

Art.No/Art.nr	Page/Sida	Art.No/Art.nr	Page/Sida	Art.No/Art.nr	Page/Sida	Art.No/Art.nr	Page/Sida
432 0149-01	21	432 2200-07	9	432 3083-75	21	438 9678-01	25
432 0150-01	21	432 2200-10	9	432 3084-08	21	438 9678-11	25
432 0641-01	17	432 2201-22	9	432 3084-30	21	438 9678-12	25
432 1206-01	7	432 2301-01	27	432 3085-10	21	438 9701-01	17
432 1207-01	7	432 2305-01	27	432 3085-15	21	438 9701-31	17
432 1210-01	17	432 2401-01	35	432 3086-60	29	438 9799-01	23
432 1211-01	7	432 2404-01	35	432 3086-60	31	438 9799-02	17
432 1212-01	7	432 2405-01	35	432 3086-61	29	438 9799-02	23
432 1229-01	17	432 2406-01	35	432 3086-91	21	438 9799-03	17
432 1453-01	7	432 2407-01	35	432 3087-10	21	471 2409-89	27
432 1454-01	17	432 2409-01	35	432 3087-92	21	471 4672-67	9
432 1455-01	17	432 2501-01	33	432 3088-61	31	471 4792-01	27
432 1458-01	7	432 2502-01	33	432 3142-80	19	471 6860-15	29
432 1459-01	7	432 2505-01	33	432 3182-10	21	471 6860-15	31
432 1473-01	17	432 2610-01	19	432 3182-52	25	471 6860-16	29
432 1500-01	11	432 2620-01	13	432 3182-61	19	471 6860-16	31
432 1540-01	11	432 2620-02	13	432 3182-72	19	471 6860-17	29
432 1550-01	11	432 2620-07	13	432 3182-78	19	471 6860-17	31
432 1560-01	11	432 2630-01	19	432 3901-01	17	471 6860-18	29
432 1565-01	11	432 2630-02	19	432 3905-01	17	471 6860-18	31
432 1570-02	11	432 2630-03	19	432 4012-01	13	471 6860-19	29
432 1605-03	11	432 2630-04	19	438 0051-01	33	471 6860-19	31
432 1653-01	7	432 2630-05	19	438 0052-01	33	471 6860-20	29
432 1654-01	7	432 2630-06	19	438 0053-01	33	471 6860-20	31
432 1655-02	11	432 2630-07	19	438 0054-01	33	471 7565-21	9
432 1697-01	39	432 2630-08	19	438 0055-01	33	471 7565-21	39
432 1702-01	39	432 2630-09	19	438 0056-03	27	471 7711-06	17
432 1703-01	39	432 2630-10	19	438 0056-04	27	471 7801-07	33
432 1703-02	39	432 2750-01	19	438 0299-01	21	471 7807-02	7
432 1704-01	39	432 2844-01	9	438 4062-01	13	471 7859-12	25
432 1705-01	39	432 2905-01	15	438 5109-02	9	471 7859-16	25
432 1825-01	13	432 2933-01	21	438 5335-01	9	471 7871-04	33
432 1840-01	13	432 2934-01	21	438 7161-80	21	471 7871-08	27
432 1855-01	13	432 2950-01	7	438 7161-81	21	471 7958-02	21
432 1870-01	13	432 2951-04	7	438 7161-82	21	471 7958-02	25
432 1885-01	13	432 2953-01	7	438 7161-83	21	471 7967-02	9
432 1950-01	13	432 2954-01	25	438 7161-84	21	471 7977-03	9
432 1951-01	13	432 2954-02	25	438 7511-01	39	471 8140-08	37
432 1955-01	13	432 2960-01	23	438 8103-01	35	471 8159-06	37
432 1956-01	13	432 2960-03	25	438 8155-01	11	471 8175-01	27
432 1960-01	15	432 2960-04	23	438 8156-02	39	471 8192-01	7
432 1961-01	13	432 2981-01	21	438 8158-01	17	471 8194-01	7
432 2021-02	19	432 2982-02	17	438 8159-01	39	471 8195-01	33
432 2030-10	9	432 2983-01	17	438 8784-01	25	471 8196-01	9
432 2030-11	9	432 2985-01	7	438 8785-02	25	471 8196-02	39
432 2060-01	9	432 2988-02	21	438 8786-02	25	471 8199-01	27
432 2061-01	9	432 2989-01	21	438 9050-50	41	471 8236-76	29
432 2103-01	9	432 2990-01	17	438 9050-51	41	471 8236-76	31
432 2120-01	9	432 3082-01	25	438 9050-52	41	471 8236-78	29
432 2130-01	9	432 3082-02	25	438 9050-53	41	471 8236-78	31
432 2154-01	25	432 3082-05	21	438 9200-40	41	471 8236-79	29
432 2155-01	9	432 3082-06	21	438 9200-41	41	471 8236-79	31
432 2156-01	25	432 3082-28	21	438 9200-42	41	471 8238-01	37
432 2156-02	25	432 3082-31	21	438 9200-43	41	471 8240-64	31
432 2159-01	21	432 3082-32	21	438 9200-90	41	471 8240-67	31
432 2160-01	21	432 3082-41	21	438 9200-91	41	471 8240-68	31
432 2161-01	21	432 3082-56	21	438 9200-92	41	471 8240-90	31
432 2162-02	21	432 3082-59	21	438 9200-93	41	471 8240-91	31
432 2164-11	9	432 3082-74	7	438 9201-70	41	471 8322-03	17
432 2180-01	9	432 3082-74	21	438 9201-71	41	471 8323-01	11
432 2200-01	9	432 3082-85	17	438 9201-72	41	471 8328-02	11
432 2200-02	9	432 3082-86	25	438 9201-73	41	471 8328-06	7
432 2200-03	9	432 3082-99	21	438 9555-11	21	471 8328-07	7
432 2200-04	9	432 3083-15	21	438 9555-12	21	471 8342-23	17
432 2200-05	9	432 3083-19	21	438 9561-01	15	471 8342-47	15
432 2200-06	9	432 3083-35	17	438 9564-01	21	471 8344-36	13

Numerical index/Nummerregister

Art.No/Art.nr	Page/Sida	Art.No/Art.nr	Page/Sida	Art.No/Art.nr	Page/Sida	Art.No/Art.nr	Page/Sida
471 8344-37	39	725 2503-51	39				
471 8356-09	17	728 8362-11	13				
471 8404-02	13	732 2118-01	7				
471 8404-03*	33	732 2118-01	11				
471 8413-01	7	732 2118-01	17				
471 8458-02	9	732 2120-01	39				
471 8458-02	13	732 2122-01	17				
471 8471-01	13	735 3133-00	11				
471 8502-10	17	735 9370-01	11				
471 8502-14	11	736 2816-51	27				
471 8502-34	7	736 2816-51	37				
471 8555-03	7	736 2837-51	27				
471 8556-01	39	736 2846-51	27				
471 8614-04	37	740 4206-00	27				
471 8641-02	9	740 4207-00	37				
471 8644-02	27	741 5109-25	27				
471 8651-03	37	762 1182-10	25				
471 8688-13	27	762 1218-10	25				
471 8688-13	33	762 9102-05	27				
471 8690-04	37	877 5211-08	27				
471 8693-21	27						
471 8750-11	21						
471 8750-11	25						
471 8768-01	23						
471 8792-01	21						
471 8793-01	21						
471 8825-51	39						
471 8825-61*	39						
471 8825-62*	39						
471 8825-91*	39						
471 8826-01	17						
471 8827-01	17						
471 8861-01	21						
471 8993-01	21						
471 8995-01	21						
471 8997-02	21						
471 9222-59	11						
471 9550-44	7						
471 9550-49	7						
471 9573-02	25						
471 9628-32	19						
471 9628-33	19						
471 9635-10	25						
471 9635-11	25						
471 9678-94	25						
471 9679-01	15						
471 9776-51	23						
471 9781-01	23						
471 9821-02	7						
471 9821-03	7						
471 9821-99	7						
472 6761-01	27						
472 9913-01	13						
472 9913-02	7						
472 9913-08	7						
472 9913-12	11						
472 9913-22	7						
472 9913-43	21						
472 9913-72	15						
472 9915-09	9						
472 9915-59	9						
472 9915-60	9						
725 2366-61	13						
725 2460-51	7						
725 2464-51	7						
725 2465-71	7						



ELECTROLUX LAUNDRY SYSTEMS

ELECTROLUX LAUNDRY SYSTEMS SWEDEN AB
341 80 Ljungby, Sweden. Telephone +46 372 661 00. Telefax +46 372 133 90
Internet: www.electrolux-wascator.com E-mail: els.info@electrolux.se